



Cedis –
Elektrische Trocknung
für Hörsysteme



egger



Cedis[®]

Pflege und Reinigung
von Hörsystemen

Cedis-Geräte zur elektrischen
Trocknung sind einfach zu bedienen
und bieten eine schnelle, zuver-
lässige und komfortable Trocknung
Ihrer Hörsysteme. Eine regelmäßige
Anwendung trägt wesentlich zur
Verlängerung der Lebensdauer von
Hörsystemen bei.



Trocknung von Hörsystemen

Cerumen schützt das Trommelfell vor Schmutz und Bakterien, verschmutzt aber das Hörsystem. Tägliche Reinigung und Pflege verlängern die Lebensdauer und erhalten die Leistungsfähigkeit Ihres Hörsystems.

Durch das tägliche Tragen ist jedes Hörsystem Feuchtigkeit ausgesetzt. Die Mikro-Elektronik Ihres

Hörsystems kann auf Feuchtigkeit sehr empfindlich reagieren. Feuchtigkeit wirkt in Form von Schweiß oder durch Kälte verursachtes Kondenswasser auf Ihr Hörsystem ein. Diese Feuchtigkeit kann den Verschleiß Ihres Hörsystems beschleunigen.

Die Trocknung sollte deshalb täglich durchgeführt werden.

Cedis Trockenetui für Hörsysteme

Komfortable und sichere Aufbewahrung in einem.

- maximale Temperatur: 50 °C
- 1 Watt Stromverbrauch
- Leuchtdiode als Kontrollanzeige
- Steckernetzteil mit Abschaltautomatik
- für alle Netzspannungen von 100 V bis 240 V
- 3 Stunden timergesteuerte Trocknung

Zum Nachrüsten von *Cedis* Trockenetuis früherer Generationen.

Cedis Zeitsteuerung mit

- Leuchtdiode als Kontrollanzeige
- Steckernetzteil mit Abschaltautomatik
- für alle Netzspannungen von 100 V bis 240 V



Cedis

Trockenkissen ETK 3

Eine eingebaute Wärmeschleife sorgt für eine konstante und wirksame Trockentemperatur.

- Maximale Temperatur: 40 °C
- 3,5 Watt Stromverbrauch
- Leuchtdiode als Kontrollanzeige
- Steckernetzteil mit Abschaltautomatik
- für alle Netzspannungen von 100 V bis 240 V
- 2 Stunden timergesteuerte Trocknung
- abnehmbarer Stoffbezug, waschbar bei 30 °C



Zubehör

Als Zubehör für Auslandsreisen gibt es ein Adapterset für das Netzteil mit Wechselstecker-Aufsätzen für Nordamerika, Australien und Großbritannien.



Ihr kompetenter Partner
rund ums Hören

Wir beraten Sie gerne:

Alois Jeitler Gesellschaft m.b.H.
2560 Berndorf, Hernsteiner Straße 11
T: (02672) 822 46
office@optikjeitler.at

